

Mottar medusa data fra 3. part system?

Eksempel:

Søk utstyr

Søkeresultat Utvalg

Standard Eier Plassering Dato Øvrig Avtale Anlegg IT

Reg.nr	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Eksakt	Serienummer	<input type="text"/>	Utstyr	<input type="checkbox"/>
Anlegg ID	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Eksakt	Anlegg navn	<input type="text"/>	Aktive	<input checked="" type="checkbox"/>
Utstysgruppe	Automatisk genereret utstyr fra SAP		NKKN Kode	SAP1300	Kassert	<input type="checkbox"/>
Fabrikat	MISSING		Modell	MISSING	Inaktivert	<input type="checkbox"/>
Handelsnavn	<input type="text"/>		Utstysgruppe kategori	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Avdelingens navn	<input type="text"/>		Utstyskategori	MTU		<input type="checkbox"/>
Signatur	<input type="text"/>		Faggruppe	<input type="text"/>	Testutstyr	<input type="checkbox"/>

Leverandør

Opprinnelig lev

Nåværende lev

Servicefirma

- HMN har integrasjon mot SAP
- Medusa henter noe informasjon fra SAP, og oppretter utstyret automatisk. Dette håndteres ved at utstyret fra SAP opprettes med en midlertidig kode som heter «Utstyr fra SAP, HMR.», «Utstyr fra SAP, HNT» etc.

Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før?

Trinn 1

The screenshot shows the 'Søk utstyr' (Search equipment) interface in Medusa Web. The search criteria are as follows:

Reg.nr	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Eksakt	Serienummer	2400090	Utstyr
Anlegg ID	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Eksakt	Anlegg navn	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktive
Utstysgruppe	<input type="text"/>		NKKN Kode	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kassert
Fabrikat	<input type="text"/>		Modell	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Inaktivert
Handelsnavn	<input type="text"/>		Utstysgruppe kategori	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Avdelingens navn	<input type="text"/>		Utstyskategori	MTU	<input type="checkbox"/>
Signatur	<input type="text"/>		Faggruppe	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Testutstyr

Below the search criteria, there are fields for 'Leverandør', 'Opprinnelig lev', 'Nåværende lev', and 'Servicefirma', each with a search icon, plus and minus buttons, and a right arrow button.

On the right side of the interface, there are three instructions:

- Gå inn på Søk utstyr
- Legg inn serienummeret på utstyret som skal registreres
- Pass på at du søker etter «alt» utstyr.

Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før?


Trinn 2

The screenshot shows a search interface for equipment. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon, a 'Nullstill søk' button, a 'Søk Centralt' button, and an 'Utskrift' dropdown menu. Below this is the title 'Søk utstyr' and two tabs: 'Søkeresultat' and 'Utvalg'. A horizontal menu contains several filter categories: 'Standard', 'Eier', 'Plassering', 'Dato', 'Øvrig', 'Avtale', 'Anlegg', and 'IT'. The 'Øvrig' category is selected. Below the menu, there are two columns of filter fields. The left column includes: 'Attributter' (dropdown), 'Attributtverdi' (text input), 'Innkjøpspris' (text input with 'kr 0,00'), 'Innkjøpspris(tom)' (text input with 'kr 0,00'), 'Gjenansk. pris(from)' (text input with 'kr 0,00'), 'Gjenansk. pris(tom)' (text input with 'kr 0,00'), 'Driftstid (timer)' (two text inputs with a hyphen), 'Anleggsnr.' (text input), 'Innkjøpsnr.' (text input), and 'Notater' (text area). The right column includes: 'Tilstand' (dropdown with '=' and a dropdown), 'Risikograd' (dropdown with '=' and a dropdown), 'Risiko' (dropdown with '=' and a dropdown), 'Vedlikeholdsbehov' (dropdown with '=' and a dropdown), 'Virksomhetskritisk' (dropdown with '=' and a dropdown), 'Filter' (dropdown), 'Elsikkerhetsklasse' (dropdown), 'Utstyrskategori' (dropdown), and 'Finansiell status' (dropdown). At the bottom, there are two sections: 'Søk utstyr som er testet med følgende testutstyr:' followed by a text input and a '+' button, and 'Søk utstyr som er testet i følgende periode:' followed by two date pickers with '-' buttons. Red arrows point from the 'Søk' button, the 'Øvrig' tab, and the 'Filter' dropdown to a list of instructions on the right.

- Gå inn på fanen Øvrig
- Sett filter blank.
- Velg Søk

Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før?

Trinn 3



Søk utstyr

Søkeresultat Utvalg

Vis maks 100 poster Antall poster 1


Endre listekolonner

Reg.nr	Anlegg ID	Anlegg navn	Serienr	Utstyrsgruppe	Fabrikat	Modell	Anleg
64972			2400090	Endoskop, uretro, fleksibelt, video	Olympus	URF-V2	

- I dette tilfellet fikk vi treff på at utstyret finnes i databasen fra før.
- Hvis man ikke får treff, så går man til punktet: [Finnes identisk utstyr i databasen fra før?](#)
- Gå inn på utstyret.

Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før?

Trinn 4



The screenshot shows the 'Utstyr 64972' record in a database. The top menu includes 'Tilbake', 'Lagre', 'Endre', 'Utfør', 'Utskrift', and 'Historikk'. A search bar contains '64972 *'. The record details include:

- Reg.nr: 64972
- Serienr: 2400090
- Ansvarlig: Vidar Andersen (VA)
- Utstyrsguppe: Endoskop, uretro, fleksibelt
- NKKN-Kode: 14149-18757
- Faggruppe: ÅL Anestesi / Operasjon
- Fabrikat: Olympus
- Modell: URF-V2
- Utstyrkategori: MTU
- Plassering: Operasjonsstue 1, Ålesund; Operasjonsavdelinga, Ålesund; Helse M
- Avdelingens navn: (empty)
- Filter: Aalesund

The 'Eier/plassering' section shows:

- Eier: P11218 Lån/leiestyr; (checked)
- Øk. ansvarlig: (empty)
- Plassering: P12322 Operasjonsstue 1, Ålesund; Operasjonsavdelinga, Ålesund; Helse M (checked)
- Fysisk plassering: (empty)
- Rom/lab: (empty)
- Finansiert av: (empty)

A red arrow points from the 'Aktivere' button in the top menu to the 'Aktivere' option in the dropdown menu.

- Gå inn på menyen endre, og velg Aktivere.
-

Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før?

Trinn 5

Aktivere

Tilbakestill fra inaktivert

Reg.nr: 64972

Benevnelse: Endoskop, uretro, fleksibelt, video

Årsak: Returnert

Dato: 13.03.2017

Vis som inaktivert i kundeweb

Kommentar

• Velg aktivere

Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før?

Trinn 6

Utstyr 64972 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr	64972	Seriernr	2400090	Ansvarlig	Vidar Andersen (VA) ✓
Utstyrsgruppe	Endoskop, uretro, fleksibelt;	NKKN-Kode	14149-18757 ✓	Faggruppe	ÅL Anestesi / Operasjon
Fabrikat	Olympus	Modell	URF-V2	Utstyrkategori	MTU
Plassering	Operasjonsstue 1, Ålesund; Operasjonsavdelinga, Ålesund; Helse M			Avdelingens navn	
				Filter	Ålesund

Eier/plassering

Notater

Arbeidsordre Eier P11218 Lån/leiestyr; ✓ + - 🔍

Ekstern service Øk. ansvarlig + - 🔍

Tester

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon Plassering P12322 Operasjonsstue 1, Ålesund; Operasjonsavdelinga, Ålesund; Helse M ✓ + - 🔍

Fysisk plassering Rom/lab + - 🔍

Dokument Finansiert av + - 🔍

Leverandør informasjon

Økonomi- og innkjøpsdata

Planlegg vedlikehold

Attributt

Avtale

Henvendelser

- Kompletter utstyrsinformasjon, slik at det blir korrekt.
- Typiske felt som må endres er:
 1. Ansvarlig
 2. Faggruppe
 3. Filter
 4. Eier (Ved kjøp av låneutstyr)
 5. Plassering
 6. Innkjøpspris
 7. Finansiell status
 8. Innkjøpsdato

Finnes identisk utstyr i databasen fra før?

Trinn 1

The screenshot shows the 'Søk utstyr' (Search equipment) interface in the Medusa Web system. The interface includes a search bar at the top, a sidebar with navigation options, and a main search area with filters and results. Red arrows point from the instructions on the right to specific elements in the screenshot:

- Gå inn på Søk utstyr (Go to Search equipment) - points to the search bar.
- Skriv inn deler av, eller hele modellnummeret til utstyret (Enter part or full model number of the equipment) - points to the search input field.
- Velg riktig kode for utstyret. (Select the correct code for the equipment.) - points to the '6021' code in the search results.
- Velg Søk (Select Search) - points to the search button.

The search results list includes the following items:

- 10767-16021; Endoskop, laparo, rigid, optisk; Stryker; 502-457-010; ; ;
- 11260-00002; Termometer, infrarød, tympanisk; Braun; 6021; ; ;
- 11260-00005; Termometer, infrarød, tympanisk; Braun Kronberg; 6021; ThermoScan; ;
- 11260-16792; Termometer, infrarød, tympanisk; Welch Allyn; 6021; ThermoScan PRO 4000; ;
- 11260-16792; Termometer, infrarød, tympanisk; Welch Allyn; 6021; ThermoScan PRO 4000; ;
- 11260-17045; Termometer, infrarød, tympanisk; Braun; 6021; ThermoScan Pro 4000; ;
- 11260-17045; Termometer, infrarød, tympanisk; Braun; 6021; ThermoScan Pro 4000; ;
- XX388-00002; Telefon, mobil; Nokia; 6021; MTA Vakttelefon; ;
- 10740-00006; Endoskop, hystero, rigid; Storz; 26021; Hamau Microhysterofiator; ;
- 10970-00021; Insufflator, endoskopi, colon/gastro; Storz; 26021 HB; Hamou mikrohysterofiator; IIb;
- 11145-22224; Vekt, laboratorie, ordinær, elektronisk; Sauter; RE6021; ; ;
- 11549-00009; Analysator, immunanalyse, enzym; Boehringer Mannheim; 741-6021; Elecsys 2010; ;

Finnes identisk utstyr i databasen fra før?

Trinn 2

Søk utstyr

Søkeresultat Utvalg

Vis maks 100 poster Antall poster 100 (Flere linjer eksisterer)


Endre listekolonner 1-100 av 100 Poster per side 100

Reg.nr	Anlegg ID	Anlegg navn	Serienr	Utstysrgruppe	Fabrikat	Modell	Anleggsnr.	Avde
30407			20714K01100	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30408			19114K06176	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30409			20714K02687	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30410			18914K04729	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30123			28313K04942	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30139			28313K04452	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30401			22414K06647	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30405			19114K06179	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
30406			18914K05051	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
9945			08613K05598	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
9948			34413K05463	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
9949			34513K05553	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
9935			34413K05155	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
9939			34413K03918	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
9940			34513K05479	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		
9943			08613K06148	Termometer, infrarød, tympanisk	Welch Allyn	6021		

- Velg et av apparatene som kommer frem i søket.

Finnes identisk utstyr i databasen fra før?

Trinn 3



The screenshot shows the Medusa Web interface for equipment management. The main record is for 'Utstyr 30405'. The 'Utfør' menu is open, showing options like 'Ny arbeidsordre', 'Ny henvendelse', 'Opprett henvendelse fra mal', and 'Kopiere'. A red arrow points from the 'Kopiere' option to the right-hand text.

Utstyr 30405

Utstyrsinformasjon IT

Reg.nr: 30405

Utstyrsgruppe: Termometer, infrarød, tympanometriske

Fabrikat: Welch Allyn Modell: 6021

Handelsnavn: ThermoScan PRO 4000

Plassering: Kirurgisk intensiv, Ålesund ; ANESTESIAVDELINGEN, ÅLESUND ; He

Ansvarlig: Jan Magnar Moen (JM)

Faggruppe: ÅL Medisin / Dialyse

Utstyrkategori: MTU

Avdelingens navn:

Filter: Aalesund

Eier/plassering

Arbeidsordre Eier: 102811 Anestesiavdelingen ; Klinik for kirurgi Ålesund ; Helse Møre og

Ekstern service Øk. ansvarlig

Tester

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon

Plassering: 108308 Kirurgisk intensiv, Ålesund ; ANESTESIAVDELINGEN, ÅLESUND

Fysisk plassering

Rom/lab: - / 2 / Hovedfløy Øst

Dokument

Leverandør informasjon

Finansiert av

Økonomi- og

- Gå til Utfør menyen og velg Kopiere.
-

Finnes identisk utstyr i databasen fra før?

Trinn 4

Tilbake Neste

i Kopiere

Huke alle

Seksjoner for å bli inkludert i kopien

Eier/plassering

Notater

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon

Dokument

Leverandør informasjon

Økonomi- og Innkjøpsdata

Planlegg vedlikehold

Attributter

IT

Endre følgende

Signatur

Gruppe

Rom/lab

Innkjøpsnr.

Anleggsnr.

Innkjøpspris

Gjenansk. Pris

Finansiell status

Innkjøpsdato

Lev. godkjent

Garanti t.o.m

ØK levetid

Teknisk levetid

Jan Magnar Moen (JM)

ÅL Medisin / Dialyse

- / 2 / Hovedfløy Øst

0

kr 1 187,50

kr 0,00

Kjøpt

16.02.2015

16.02.2015

16.02.2018


16.02.2026

16.02.2023

- Forslag til nyttige felt å kopiere
- Oppdater feltene
- Gå til Neste

Finnes identisk utstyr i databasen fra før?

Trinn 4

	<ul style="list-style-type: none">• Legg inn serienummer• Velg effektuere
---	--

Finnes identisk utstyr i databasen fra før?

Trinn 5

Utstyr 66740		GARANTI	
Utstyrsinformasjon IT Anlegg			
Reg.nr	66740	Serienr	slettes
Utstyrsgruppe	Termometer, infrarød, tymp	NKKN-Kode	11260-16792 ✓ + ↗
Fabrikkat	Welch Allyn	Modell	6021
Handelsnavn	ThermoScan PRO 4000		
Plassering	Kirurgisk intensiv, Ålesund ; ANESTESIAVDELINGEN, ÅLESUND ; He	Ansvarlig	Jan Magnar Moen (JM) ✓
		Faggruppe	ÅL Medisin / Dialyse ✓
		Utstyrkategori	MTU ✓
		Avdelingens navn	
		Filter	Aalesund ✓
Eier/plassering	Eier/plassering ★		
Notater			
Arbeidsordre	Eier	102811	Anestesiavdelingen ; Klinikk for kirurgi Ålesund ; Helse Møre og ✓ + - ↗
Ekstern service	Øk. ansvarlig		+ - ↗
Tester	Plassering	108308	Kirurgisk intensiv, Ålesund ; ANESTESIAVDELINGEN, ÅLESUND ✓ + - ↗
Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon	Fysisk plassering		+ - ↗
Dokument	Rom/lab	- / 2 / Hovedfløy Øst	
Leverandør informasjon	Finansiert av		+ - ↗
Økonomi- og Innkjøpsdata			
Planlegg vedlikehold			
Attributt			
Avtale			
Henverdeler			

- Kompletter utstyrsinformasjon, slik at det blir korrekt.
- Typiske felt som må endres er:
 1. Ansvarlig
 2. Faggruppe
 3. Filter
 4. Eier (Ved kjøp av låneutstyr)
 5. Plassering
 6. Innkjøpspris
 7. Finansiell status
 8. Innkjøpsdato

Registrering av utstyr

Trinn 1

Medusa Web

Neste

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 1
Registrering av utstyr
Lage midlertidige NKKN-koder

Velkommen til wizarden for Utstyr.
Du kommer nå til å bli tatt igjennom et antall trinn hvor du fyller inn informasjon for en nytt utstyr.
Utstyret kan lagres under forutsetning at alle nødvendige felt har blitt utfylt og du klikker på Slutfører.

Type
MTU


Utstyr/anlegg
 Utstyr Anlegg Intervall

Oppgi Reg.nr
[Genereres]

- Velg et av følgende alternativ i nedtrekksmenyen:
 - MTU
 - MTU Tilbehør
 - MTU IKT
 - Annen
- Se etter at det er merket av for utstyr.
- Dersom det er flere apparater av samme type, kan man velge å huke av for «Intervall». Se «Registrering av flere MTU av samme type». (Lenke kommer)
- Klikk på «Neste».

Registrering av utstyr

Trinn 2



Medusa Web

Tilbake Neste Effektuere

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 2

Trinn 2

I dette trinn knytter du en Gruppekod til utstyret.
Ved å klikk på + til høyre for Gruppekodsfeltet, kan du få opp en søkrute i hvilken du kan få fram den Gruppekod du vil koble til utstyret.

Reg.nr [Genereres]

Kode	<input type="text"/>
Utstyrsgruppe	<input type="text"/>
Fabrikat	<input type="text"/>
Modell	<input type="text"/>
Serienr	<input type="text"/>

- Velg kode. Du kan klikke på + for å få opp et eget søkefelt, eller du kan bare skrive fabrikat, modell, utstyrsgruppe og utstyrnavn i det blå søkefeltet.
- Hvis det er behov for en ny kode, så kan du få veiledning her: [Link til «veileder NKKN»](#)

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 2

Trinn 2
I dette trinn knytter du en Gruppekod til utstyret.
Ved å klikk på + til høyre for Gruppekodsfeltet, kan du få opp du kan få fram den Gruppekod du vil koble til utstyret.

Reg.nr [Genereres]


Kode
Utstysrgruppe
Fabrikat
Modell
Serienr

Søk kode

Søkeresultat Utvalg

Kodestandard NKKK
Kode
Utstysrgruppe anestesiaparat
Fabrikat Maquet
Modell
Handelsnavn
Utstysrgruppe kategori

Status Aktiv Makulert Kan bestilles
Risikograd
Risiko
Vedlikeholdsbehov
Virksomhetskritisk
Intern varenr



- Velg fortrinnsvis NKKK som kodestandard. Dersom en NKKK kode ikke finnes, velg NKKK Temp. Dersom typen ikke finnes verken på NKKK eller NKKK Temp, må du lage en midlertidig kode. Se «Lage midlertidige NKKK-koder». (Lenke kommer)
- Fyll inn informasjon om utstyr og klikk på «Søk».

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 2

Trinn 2
I dette trinn knytter du en Gruppekod til utstyret.
Ved å klikk på + til høyre for Gruppekodsfeltet, kan du få opp du kan få fram den Gruppekod du vil koble til utstyret.

Reg.nr [Genereres]

Kode
Utstysrgruppe
Fabrikat
Modell
Serienr

Søk kode

Søkeresultat Utvalg

Vis maks 20 poster Antall poster 4

Endre listekolonner

	Kode	Kodestandard	Utstysrgruppe	Fabrikat	Modell	Risikograd	Risiko	Vedlikeholdsbeho
X	10009-00017	lokal	Anestesiapparat, mobilt	Maquet	6677300	16	1	5
	10009-18082	NKKN	Anestesiapparat, mobilt	Maquet	66 77 200	24	4	5
	10009-18083	NKKN	Anestesiapparat, mobilt	Maquet	66 77 300	18	2	5
	14641-18084	NKKN	Anestesiapparat, takmontert	Maquet	66 77 400	24	4	5

- Velg riktig apparattype ved å dobbeltklikke på den eller merk den og klikk på Ok.
- **NB!** Unngå å bruke apparatyper med lokal kodestandard. Ved nyregistrering av utstyr skal det bare brukes NKKN eller NKKN(temp) koder.

Medusa Web

Tilbake Neste Effektuere

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 2

Trinn 2

I dette trinn knytter du en Gruppekod til utstyret.
Ved å klikk på + til høyre for Gruppekodsfeltet, kan du få opp en søkrute i hvilken du kan få fram den Gruppekod du vil koble til utstyret.


Reg.nr [Genereres]

Kode	10009-18082	✓	+
Utstysgruppe	Anestesiapparat, mobilt		
Fabrikat	Maquet		
Modell	66 77 200		
Serienr			

- Skriv inn serienummer på apparatet.
- Velg «Neste».

Registrering av utstyr

Trinn 3



Medusa Web

Tilbake Neste Effektuer

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 3

Kobler leverandør til utstyret ditt.
Ved å endre tidligere leverandør, både nåværende leverandør og servicefirma vil bli berørt.
det er fortsatt mulig å endre nåværende leverandør og servicefirma separat.
Trykk "Neste" å velge en eier og en plassering for utstyret.
Du kan lagre utstyret som det er og begynne å jobbe med det ved å trykke på "Finish".

Opprinnelig lev	<input type="text"/>				
Nåværende lev	<input type="text"/>				
Servicefirma	<input type="text"/>				

- Legg til leverandør. Både opprinnelig og nåværende leverandør, samt servicefirma skal legges inn.
- I noen tilfeller kan leverandør være lagt inn på typekode, da vil denne komme opp som default her i trinn 3. Dersom leverandør ikke stemmer, må det legges inn rett leverandør. Kommer riktig leverandør opp med en gang, kan du bare klikke «Neste».
- Skriv inn leverandørnavn i søkefeltet.

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 3

Kobler leverandør til utstyret ditt.

Ved å endre tidligere leverandør, både nåværende leverandør og servicefirma vil bli berørt. det er fortsatt mulig å endre nåværende leverandør og servicefirma separat.

Trykk "Neste" å velge en eier og en plassering for utstyret.

Du kan lagre utstyret som det er og begynne å jobbe med det ved å trykke på "Finish".

Opprinnelig lev

Nåværende lev

Servicefirma

Pu

- Puls AS Postboks 77 Leirdal OSLO Norge
- Pumatec AS Sorgenfriv 9 TRONDHEIM Norge
- Pure Medical AS Postboks 96 Saupstad TRONDHEIM Norge
- DePuy Synthes AS Lilleakerveien 14 OSLO Norge
- Input As Norge Postboks 1281 SANDEFJORD Norge
- Akupunkturklinikken Alternativ Helse AS Verftsgaten 10 MOLDE Norge
- Octopus Medical AB Box 3035, Hågernäsv... Sverige
- Octopus Medical AS Lillestrøm Torg, To... Lillestrøm Norge
- Olympus Norge AS Postboks 119 Kjelsås OSLO Norge
- Norsk Aero AS LVS Publikasjoner, ... OSLO Norge
- Acer Computer Norway AS Postboks 75 ASKER Norge
- Dell Computer AS Lysaker torg 8 LYSAKER Norge
- TECH COMPUTERS AS Kabelgata 29 Økern ... OSLO Norge
- Apple Computer BV Postboks 244, c/o A... OSLO Norge
- Compaq Computer Norway AS Postboks 6187 Etter... Norge
- TANDEM COMPUTERS A/S O.H. BANGSVEI 51, P... Norge
- Einar Egnell Pump Norge
- Johnson & Johnson Medical Ltd. Pinewood Campus, Ni... England
- Ravenholm Computing Norway AS Sinsenvn 47 C OSLO Norge
- Jakob Hatteland Computer AS NEDRE VATS Norge
- Optos Queensferry House, ... England

- Velg riktig leverandør ved å klikke på den.
- Alternativt kan man søke etter leverandør ved å klikke på + til høyre for søkefeltet.

Medusa Web

Tilbake **Neste** Effektuer

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 3


Kobler leverandør til utstyret ditt.
Ved å endre **tidligere leverandør**, både nåværende leverandør og servicefirma vil bli berørt.
det er fortsatt mulig å endre nåværende leverandør og servicefirma separat.
Trykk "Neste" å velge en eier og en plassering for utstyret.
Du kan lagre utstyret som det er og begynne å jobbe med det ved å trykke på "Finish" .

Opprinnelig lev	Puls AS	✓	+	-	→
Nåværende lev	Puls AS	✓	+	-	→
Servicefirma	Puls AS	✓	+	-	→

- Valgt leverandør kommer automatisk opp i alle tre feltene. For nytt utstyr skal opprinnelig og nåværende leverandør være lik. Dersom det er et annet firma enn leverandør som utfører service, legges det inn som servicefirma. Fjern da evt det som står der ved å trykke på -, og søk opp rett firma.
- Når leverandør og servicefirma er korrekt, klikk på «Neste».

Registrering av utstyr

Trinn 4



Medusa Web

Tilbake Effektuer

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 4

Trinn 4

I dette trinn kan du knytte et ansvar og en plassering til utstyret.
Om du klikker på + til høyre så kommer du til en søksida hvor du kan velge ut et ansvar.
Detsamme gjelder for + ved pla

Eier

Plassering

Søk opp eier/avdeling ved å skrive inn i søkefeltet.

Medusa Web

Tilbake Effektuer

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 4

Trinn 4

I dette trinn kan du knytte et ansvar og en plassering til utstyret.
Om du klikker på + til høyre så kommer du til en søksida hvor du kan velge ut et ansvar.
Detsamme gjelder for + ved pla

Eier	Plassering
anestesi	105823 Anestesi Akuttmedisinsk avdeling HNT Sykehuset Levanger 1.104510.4230 .9104 (Kostnadssted)
	P11709 Klinik for anestesi- og intensivmed. - KOVA Klinik for anestesi- og intensivmedisin St. Olavs Hospital HF 14010155 (Kostnadssted)
	P11711 Pleiefaglig avdeling - Operasjon/anestesi Pleiefaglig avdeling (OSS) St. Olavs Hospital HF 14011051 (Kostnadssted)
	P10449 Anestesi Avdeling for akuttmedisin og dagkirurgi HNT Sykehuset Namsos 1.107510.4230 .9104 (Kostnadssted)
	P11760 Raros sykehus - Anestesi Raros sykehus St. Olavs Hospital HF 14011715 (Kostnadssted)
	P12205 Kirurgisk intensivseksjon, Ålesund ANESTESI.AVD., ÅLESUND Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus 81700000 (Kostnadssted)
	P12276 Akuttmottak, Ålesund ANESTESI.AVD., ÅLESUND Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus 81900000 (Kostnadssted)
	P11452 KOVA, Intensiv OS Klinik for anestesi- og intensivmedisin St. Olavs Hospital HF 14010199 (Kostnadssted)
	P12425 Smertepolikl., Ålesund ANESTESI.AVD., ÅLESUND Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus 00000000 (Kostnadssted)
	P11059 Klinik for anestesi- og intensivmed. - Akuttmottak OSS Klinik for anestesi- og intensivmedisin St. Olavs Hospital HF

- Velg riktig eier ved å klikke på den.
- Man kan også søke opp eier/avdeling ved å klikke på + til høyre for søkefeltet.
- Innlånsutstyr registreres som «Lån/leieutstyr» som eier.


Medusa Web

Tilbake Effektuere

Nytt utstyr/anlegg

Trinn 4

Trinn 4
I dette trinn kan du knyte et ansvar og en plassering til utstyret.
Om du klikker på + til høyre så kommer du til en søksida hvor du kan velge ut et ansvar.
Detsamme gjelder for + ved pla

Eier	P10449	Anestesi; Avdeling for akuttmedisin og dagkirurgi	+	-	→
Plassering			+	-	

- Dersom eier og plassering er den samme, så kan du klikke på «kopier». Da vil data fra eier kopieres over til plassering.
- Dersom plassering er noe annet enn eier, så skrives det inn i søkefeltet på samme måte som når man søker opp eier.

The screenshot shows the 'Medusa Web' interface. On the left is a navigation menu with items like 'Utstyr', 'Henvendelser', 'Arbeidsordrer', 'PV', 'Ekstern service', 'Anlegg', 'Avtale', 'Bruker', 'Grunnregistre', 'Lager', 'Vareteiling av lager', and 'Bestilling'. The main content area is titled 'Nytt utstyr/anlegg' and shows 'Trinn 4'. Below this, there is a table with two rows: 'Eier' and 'Plassering'. The 'Eier' row has the value 'P10449' and 'Anestesi; Avdeling for akuttmedisin og dagkirurgi'. The 'Plassering' row has the value 'P10631' and 'ØNH; Avdeling for poliklinikk; HNT Sykehuse'. Both rows have a green checkmark and a green arrow icon. A red box highlights the 'Effektuer' button in the top navigation bar, with a red arrow pointing to it from a text box on the right.

Når eier og plassering er korrekt utfylt, klikk på «Effektuer», og apparatet er registrert.

Registrering av utstyr

Eier/Plassering

Utstyr 62000

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr 62000 Serienr 614780 Ansvarlig Stig Tore Svee (STS)

Utstyrsgruppe Endoskop, laparo, rigid, vide NKKN-Kode 12545-23102 Faggruppe St Finmekanisk verksted

Fabrikat Olympus Modell WA50042A Utstyrkategori MTU

Handelsnavn Endoeye HD II, 30° roterbart, 10mm Avdelingens navn

Plassering Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF Filter Trondheim

Eier/plassering Eier/plassering

Notater

Arbeidsordre Eier P11218 Lån/leieutstyr;

Ekstern service Øk. ansvarlig P11431 Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF

Tester

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon Plassering P11431 Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF

Dokument Fysisk plassering

Leverandør informasjon Rom/lab

Økonomi- og Innkjøpsdata

Planlegg vedlikehold

Attributt

Avtale


Henvendelser

Finansiert av

- Her skal det stå ansvarlig person for utstyr.
- Her setter du hvilken faggruppe som skal ha ansvaret for utstyret.
- Her settes inn hvilket sykehus du jobber på.
- Her skal det stå eier for utstyret.
- Denne skal brukes når «Eier» er eksterntleverandør
- Her skal det stå avdelingen som utstyret er plassert på.
- Her kan du skrive hvilket rom/lab utstyret står på.

Skriv ut etikett

Trinn 1



The screenshot shows the Medusa system interface for equipment management. The main window displays details for 'Utstyr 62000'. The 'Utskrift' menu is open, and the 'Etikett' option is selected, with a red arrow pointing to it from the instruction text. The 'Skriv ut etikett' option is also visible in the dropdown menu.

Utstyr 62000

Utstyrsinformasjon IT Anl

Reg.nr 62000

Utstyrsggruppe Endoskop, laparo, rigid

Fabrikat Olympus Modell WA50042A

Handelsnavn Endoeye HD II, 30° roterbart, 10mm

Plassering Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF

Eier/plassering Eier/plassering

Notater

Arbeidsordre	Eier	P11218	Lån/leieutstyr;
Ekstern service	Øk. ansvarlig	P11431	Kirurgisk klinikk - Operasjon;
Tester	Plassering	P11431	Kirurgisk klinikk - Operasjon;
Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon	Fysisk plassering		
Dokument	Rom/lab		
Leverandør informasjon	Finansiert av		
Økonomi- og Innkjøpsdata			

Utskrift Historikk

Etikett

Utskrift Skriv ut etikett

Omfatte av anlegg

AO Historikk 30

AO Historikk (kode) 5-23102

Gå til utskrift på menyen, og velg Etikett.

Skriv ut etikett

Trinn 2

• Velg Skriv ut.

Tilbake Velg registrerte utstyr Angi ureregistrerte utstyr Skriv ut

Skriv ut Etiketter

Skriver \\albasisprintp01\HE146996_T_mta_labeler

Etikett HMN_More_Romsdal_24.lbl

Dato 14.03.2017

Etiketter som skal skrives ut

Endre listekolonner

Reg.nr	Utstyrsggruppe	Fabrikat	Modell	Eier	Plassering
62000	Endoskop, laparo, ri...	Olympus	WA50042A	Lån/leieutstyr; Kirurgisk klinikk - ...	

Utstyr – detaljert støtte

Notater

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr: 62000 Serienr: 614780 Ansvarlig: Stig Tore Svee (STS) ✓
Utstyrsgruppe: Endoskop, laparo, rigid, vide NKKN-Kode: 12545-00017 ✓ + Faggruppe: St Finmekanisk verksted
Fabrikat: Olympus Modell: WA50042A Utstyrkategori: MTU
Handelsnavn: Endoeye HD II, 10mm, 30 grader Avdelingens navn:
Plassering: Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF Filter: Trondheim

Eier/plassering Notater Notater

Arbeidsordre Ekstern service Allment Loggbok

Tester Endre listekolonner

	Dato	Beskrivelse	Signatur	Filter
✗	22.12.2015 10:04	Denne er lånt fra Olympus skolen.	Stig Tore Svee (STS)	Utstyr

Dokument Leverandør informasjon Økonomi- og Innkjøpsdata Planlegg vedlikehold Attributt Avtale Henvendelser

Loggbok Loggbok Vis makulert

Ingen rader funnet

- Allment: Her settes notater som kun vises for MTA
- Loggbok: Her er logg som avdelingene skriver inn i KundeWeb

Utstyr – detaljert støtte

Arbeidsordre

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr	62000	Serienr	614780	Ansvarlig	Stig Tore Svee (STS) ✓
Utstyrsgruppe	Endoskop, laparo, rigid, vide	NKKN-Kode	12545-00017 ✓ +	Faggruppe	St Finmekanisk verksted
Fabrikat	Olympus	Modell	WA50042A	Utstyrkategori	MTU
Handelsnavn	Endoeye HD II, 10mm, 30 grader				
Plassering	Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF			Avdelingens navn	
				Filter	Trondheim

Eier/plassering **Arbeidsordre** ★

Notater

Arbeidsordre Ingen rader funnet

Ekstern service

Tester

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon

Dokument

Leverandør informasjon

Økonomi- og Innkjøpsdata

Planlegg vedlikehold

Attributt

Avtale

Henvendelser

- Det skal opprettes en arbeidsordre når du mottar nytt utstyr. Her skal du dokumentere testene du utfører. Den skal ikke avsluttes før alt er ferdig som risikovurdering, alt av dokumentasjon, oppsett av PV.

Utstyr – detaljert støtte

Ekstern service

The screenshot displays the 'Utstyr 7299' page in the Medusa Web system. The page is titled 'GARANTI UTGÅTT' (Warranty Expired). It shows various fields for equipment details, including registration number, serial number, manufacturer (Olympus), and model (EXERA II). A table titled 'Ekstern service' (External service) lists several service events:

Leverandør	Utlevert	Kommentar (lev)	Tilbakestill	Kommentar(in)	Signatur
Olympus Norge AS	04.11.2013	Hull på vippeleddsgummi. Skopet er ikke vasket i maskin. Sendes inn pga reklamasjon på forrige reparasjon. Det er en kant i overgangen mellom to kanaler (biopsikanal). Problemer med å få gjennom kosten for innvendig rengjøring. Dette problemet har vært siden skopet kom tilbake fra reparasjon i april.			Kari Helene Arneberget (KHA)
Olympus Norge AS	20.05.2014	I tillegg har det nå oppstått en ny lekkasje på skopet (det var pga lekkasje skopet ble reparert sist også, i mars/april). Pga lekkasjen er ikke skopet vasket i maskin. ETD 3 maskinene melder lekkasje på 4 scop, ikke registrert ved manuell kontroll av scopet. Spylefunksjonen på dette skopet er veldig dårlig.	13.06.2014		Kari Helene Arneberget (KHA)
Olympus Norge AS	25.03.2014	Prisoverslag på evt reparasjon ønskes tilsendt før reparasjon påbegynnes.	15.04.2014		Kari Helene Arneberget (KHA)
Olympus Norge AS	22.05.2013		11.06.2013		Frode Amdal (FRAM)

- Under ekstern service finnes all historikk i forhold til reparasjoner og service utført av eksterne leverandører.
- Leverandør: Den leverandøren som har utført ekstern service.
- Utlevert: Den datoen da den aktuelle reparasjonen eller vedlikeholdet ble aktivert som ekstern.
- Kommentar (lev): Her vises tekst som er skrevet som melding til ekstern leverandør.
- Tilbakestill: Dato for når utstyret er kommet tilbake fra reparasjon. Denne datoen blir også satt dersom arbeidsordren ferdigstilles, selv om det ikke er satt noen dato for når utstyret kom tilbake under ekstern service. Dersom det ikke står noen dato her, har ikke utstyret kommet tilbake fra leverandør enda.
- Kommentar (in) er kommentar som kan skrives når utstyret kommer tilbake og dato for tilbakestill settes.
- Under signatur vil navnet på den som har sendt inn utstyret stå.

Utstyr – detaljert støtte

Tester

The screenshot displays the 'Utstyr 61028' record in the Medusa Web system. The 'Tester' tab is active, showing the 'Elsikkerhetsklasse' field set to 'Testutstyr' with a checked checkbox. The 'Generell' sub-tab is selected, showing various equipment details.

Utstyrsinformasjon		IT	Anlegg
Reg.nr	61028	Serienr	2854044
Utstyrsgruppe	Testutstyr, elsikkerhetstester	NKKN-Kode	11086-00001
Fabrikat	Fluke	Modell	ESA 615
Plassering	Medisinsk teknisk avdeling; HNT Sykehuset Namsos		
Eier/plassering		Tester	
Elsikkerhetsklasse			
Testutstyr <input checked="" type="checkbox"/>			

- Under Tester kan man angi om det aktuelle utstyret er testutstyr. Her kan man også legge inn manuelt registrerte tester.
- Huk av her dersom apparatet er testutstyr.

Medusa Web

61028

Utstyr 62040

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr: 62040 Serienr: 370001813 Ansvarlig: Roar Nikolaisen (RN)

Utstyrsgruppe: Infusjon, pumpe, sprøyte NKKN-Kode: 10615-00072 Faggruppe: Namsos

Fabrikat: Carefusion Modell: 8003TIG01-G Utstyrkategori: MTU

Plassering: Intensiv; Avdeling for akuttmedisin og dagkirurgi; HNT Sykehuset N

Eier/plassering: Tester

Generell Importert **Manuelt registrerte**

Manuelt registrerte **Opprett nytt test**

Endre listekolonner									
	Dato	Signatur	Arbeidsordre	Reg.nr	Anlegg ID	Utstyrsgruppe	Fabrikat	Modell	Kommentar
X	29.12.2015	Roar Nikolaisen (RN)		61028		Testutstyr, elsikker... Fluke	ESA 615		Elsikkerhetstest ok

- Under manuelt registrerte kan man se tidligere registrerte tester utført på det aktuelle apparatet.
- Dersom man ønsker å legge til en ny test, klikker man på «Opprett ny test».
- Dersom man har utført en test, skal det opprettes en arbeidsordre, og tester legges inn der.

Utstyr 62040 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr 62040 Serienr 370001813 Ansvarlig Roar Nikolaisen (RN) ✓

Utstyrsgruppe Infusjon, pumpe, sprøyte NKKN-Kode 10615-00072 ✓ + Faggruppe Namsos

Fabrikat Carefusion

Plassering Intensiv; Avde

Tilbake Lagre og lukk

Testutstyr

Registrering av testutstyr som blir tatt i bruk for verifisering av utstyrets funksjon.

Testutstyr 6619 + Testdato 14.01.2016

Test utført av KHA (Kari Helene Arneberget) + - ✓
Kontrollert volum med infusjonspumpetester - ok

Kommentar/resultater

Utstyr som testets 62040 + Arbeidsordre

- Velg testutstyr som ble brukt ved testen.
- Endre dato hvis testen ikke ble utført på dagens dato.
- Skriv inn kommentarer og resultater.
- Det kommer automatisk opp det registreringsnummeret som aktuelt utstyr har. Men man kan søke opp et annet nummer og legge inn test på det apparatet isteden.
- Klikk på «Lagre og lukk» når all informasjon er fylt inn.
- Dersom test ble lagt inn på arbeidsordre, vil arbeidsordrenummer vises her.

Utstyr – detaljert støtte

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon

The screenshot shows a web interface for equipment management. The main content area is titled "Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon". It contains several input fields and dropdown menus. Red circles and arrows highlight specific fields and their corresponding descriptions in the adjacent list:

- Driftstid**: A text input field for recording operation time.
- Måling laget**: A date input field for recording the measurement date.
- Tilstand**: A dropdown menu for selecting the equipment's condition.
- Vurdering gjort**: A date input field for recording when the condition was assessed.
- Risikograd**: A dropdown menu showing a value of 13.
- Risiko**: A dropdown menu showing a value of 1.
- Vedlikeholdsbehov**: A dropdown menu showing a value of 4.
- Virksomhetskritisk**: A dropdown menu showing a value of 3.
- Tilgjengelighet**: A dropdown menu.
- Fellesutstyr**: A checkbox with the text "Denne egenskapen brukes av kundeweb. Samtlige brukere vil kunne se og feilmelde utstyret."

A tooltip for the "Risikograd" field provides the following information:

- God Driftssikkerhet
- Anbefalt kassert
- Deler kan ikke skaffes
- Akseptabel driftssikkerhet
- Bør erstattes

The adjacent list provides detailed descriptions for these fields:

- Driftstid**
 - Driftstid (skrives i timer): Legg inn avlesing av vesentlig driftstid for lampe bytte, filter bytte, osv.
 - Måling laget: Dato for avlesing.
- Tilstand**
 - Tilstand: Gir valg for vurdering av tilstand.
 - Vurdering gjort: Angi dato vurderingen ble gjort.
- Risikograd**: Beregnet EMR verdi ut fra angitte verdier i feltene under. Se **i** for veiledning.
 - Risiko: Verdi mellom 0 (tom) og 5
 - Vedlikeholdsbehov: Verdi mellom 0 (tom) og 5
 - Virksomhetskritisk: Verdi mellom 0 (tom) og 10

Utstyr – detaljert støtte

Dokument

Utstyr 60250

Utstyrinformasjon IT Anlegg

Reg.nr 60250 Serienr 100139921 Ansvarlig Kari Helene Arneberget (KHA)

Utstyrgruppe Positivt luftveistrykkapparat, NKKK-Kode 11770-00026 Faggruppe Namsos

Fabrikat Respironics Philips Modell V60 Utstyrkategori MTU

Plassering Med Cor; Medisinsk avdeling; HNT Sykehuset Namsos Avdelingens navn Filter Namsos

Eier/plassering

Notater

Arbeidsordre

Ekstern service

Tester

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon

Dokument

Leverandør informasjon

Økonomi- og Innkjøpsdata

Planlegg vedlikehold

Attributt

Avtale

Henvendelser

Endre listekolonner

ID	Dato	Beskrivelse	Ok.plassering	Dokumenttype	Filter	Kundeweb
70217	11.06.2015	Bestilling	~/Medusa/Reports/Documents/4d3...	Anskaffelse - Innkjø...	Utstyr	
70221	12.06.2015	Brukerhåndbok	~/Medusa/Reports/Documents/86c...	Bruk - Bruksanvisnin...	Komplett kod	✓
70222	12.06.2015	Servicemanual	~/Medusa/Reports/Documents/4c9...	Service - Serviceman...	Komplett kod	

Lenke dokument

- Under dokument finner man alle dokumenter som er knyttet opp mot apparatet eller apparattypen.
- Klikk på forstørrelsesglasset for å se på dokumentet.
- Dokumenter som er spesifikt kun for det ene apparatet, skal lastes opp i utstyrbildet. Det kan være dokumenter som bestilling, medfølgende testrapporter fra leverandør (som ikke har tilknytning til arbeidsordre), ++
- Bruksanvisninger og servicemanualer skal lastes opp på typenivå, ikke direkte på apparatet.
- Servicerapporter skal lastes opp på arbeidsordren.
- Dokumenter lastet opp på utstyrsnivå vil være tilgjengelig for redigering her.
- Se hvordan man laster opp dokumenter her. (Lenke kommer)

Utstyr – detaljert støtte

Leverandørinformasjon

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr	62000	Serienr	614780	Ansvarlig	Stig Tore Svee (STS) ✓
Utstyrsgruppe	Endoskop, laparo, rigid, vide	NKKN-Kode	12545-00017 ✓ + →	Faggruppe	St Finmekanisk verksted
Fabrikat	Olympus	Modell	WA50042A	Utstyrkategori	MTU
Handelsnavn	Endoeye HD II, 10mm, 30 grader				
Plassering	Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF				
	Filter Trondheim				

Eier/plassering
Notater
Arbeidsordre
Ekstern service
Tester
Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon
Dokument

Leverandør informasjon ★

Leverandør	Olympus Norge AS ✓ + - →
Servicefirma	Olympus Norge AS ✓ + - →
Opprinnelig leverandør	Olympus Norge AS ✓ + - →

Leverandør informasjon
Økonomi- og Innkjøpsdata
Planlegg vedlikehold
Attributt
Avtale
Henvendelser

- Her settes inn leverandør av utstyret.
- Her settes inn firmaet som gjør service på utstyret.
- Her står opprinnelig leverandør. Kan være forskjell fra leverandør.

Utstyr – detaljert støtte

Økonomi- og Innkjøpsdata

Eier/plassering	Økonomi- og Innkjøpsdata	
Notater		
Arbeidsordre	Innkjøpsnr. 39236	Innkjøpsdato 23.11.2015
Ekstern service	Anleggsnr.	Lev. godkjent 23.11.2015
Tester	Innkjøpspris kr 8 570,00	Garanti t.o.m. 23.11.2016
Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon	Gjenansk. pris kr 8 570,00	Økonomisk levetid 23.11.2022
Dokument	Finansiell status Kjøpt	Klinisk levetid 23.11.2022
Leverandør informasjon	utstyrskategori	Kostnad materiale kr 0,00
Økonomi- og Innkjøpsdata		Kostnad tjeneste kr 2 711,50
		Intern Tid 2,75

Demo/prøve
Donasjon
Forskningsmiddel
Innlån
Kjøpt
Leaset
Leie
Overført

- Innkjøpsdato: Datoen utstyret er levert/innkjøpt.
- Lev. Godkjent: Dato leveransen er godkjent/mottatt.
- Garanti t.o.m.: Dato for utløp av garanti.
- Innkjøpsnr.: Referansenummer for innkjøp.
- Innkjøpspris (inkl. moms): Den faktiske prisen som ble betalt for utstyret.
- Finansiell status: Angi ut fra gitte valg fra nedtrekksmeny.

Utstyr – detaljert støtte

Planlegg vedlikehold

The screenshot shows the 'Utstyr 61073' page in the Medusa Web system. The left sidebar contains a navigation menu with 'Planlegg vedlikehold' highlighted. The main content area shows equipment details and a table of maintenance plans. A 'Ny PV' button is visible above the table.

Ikke utført	Aktiv	Bestemt/seneste	Tilbakevendende	Intervall	Rek. intervall	PV-type	PV-kategori	Kalkylerert tid (tim)	Siste PV	Neste PV	Beskrivelse	Gruppe	Opprettet fra	Låst av
	✓	Seneste	✓	12 måneder	12 måneder	Normal	5			25.09.2016		Namsos		

- Planlegg vedlikehold – her finner man vedlikehold som er planlagt, og man kan legge til flere planlagte vedlikehold.
- For alt nytt utstyr som registreres, skal man innom denne siden og legge inn et planlagt vedlikehold, selv om utstyret i utgangspunktet ikke trenger vedlikehold.
- For å legge til en PV, klikk på «Ny PV».

Normal PV

Lagre og lukk

Planlagt vedlikehold (PV)

Utstyr 61073

Detaljer Historikk

PV-status **PV-intervall**

Aktiv
 Repeterende Bestemt Seneste

12 måneder Avvik fra leverandør rek. Intervall

Anbefalt intervall

PV dato

Neste PV 14.01.2017

Siste PV

Øvrig

PV-kategori

PV-type Normal

Beskrivelse PV utføres i hht servicemanual

Plan- og ressurskrav **PV ikke utført**

Signatur Kari Helene Arneberget (KHA)

Faggruppe Namsos PV har ikke blitt gjennomført i henhold til ovennevnte PV planlegging

Plan. tid 3 time I forbindelse med kontroll

- Merk av for «Aktiv»
- Merk av for «Repeterende» og skriv inn intervall.
- Se etter at «Seneste» er valgt. «Bestemt» brukes bare i noe få tilfeller der det er ønskelig at PV kommer til akkurat samme tid hver gang. Når «Seneste» er valgt, vil det si at neste PV beregnes ut fra når siste PV ble utført.
- Velg dato for Neste PV.
- Velg PV-type «Normal» fra nedtrekksmenyen.
- Legg evt til en beskrivelse.
- Legg til signatur og/eller faggruppe. PV vil komme på lista til den som er valgt her.
- Legg til hvor lang til PV vil ta.
- Klikk på «Lagre og lukk», og en PV-profil er opprettet for apparatet.

Vedlikehold med avvik fra leverandørens anbefaling

The screenshot shows a web-based interface for planning maintenance (PV) for equipment (Utstyr 61073). The interface includes several sections: 'PV-status' with checkboxes for 'Aktiv' and 'Repeterende', and a 'PV-intervall' section with a value of 18 months. There is a checkbox for 'Avvik fra leverandør rek. Intervall' which is checked, and an 'Anbefalt intervall' of 12 months. The 'PV dato' section shows the next PV on 14.01.2017. The 'Øvrig' section has a 'PV-kategori' dropdown and a 'PV-type' dropdown set to 'Avvik fra anbefalt'. The 'Plan- og ressurskrav' section includes a signature field for Kari Helene Arneberget (KHA), a faggruppe of 'Namsos', and a planned time of 3 hours. A 'Beskrivelse' field contains the text 'PV finnes, fravalg fra anbefalt'. A 'PV ikke utført' checkbox is also present. Red circles and arrows highlight the 'Lagre og lukk' button, the '18' in the interval field, the 'Avvik fra leverandør rek. Intervall' checkbox, the '12' in the recommended interval field, the 'Avvik fra anbefalt' dropdown, and the signature field.

Lagre og lukk

Planlagt vedlikehold (PV)

Utstyr 61073

Detaljer Historikk

PV-status **PV-intervall**

Aktiv
 Repeterende 18 måneder Bestemt Seneste

Avvik fra leverandør rek. Intervall
Anbefalt intervall 12 måneder

PV dato

Neste PV 14.01.2017
Siste PV

Øvrig

PV-kategori
PV-type Avvik fra anbefalt

Beskrivelse PV finnes, fravalg fra anbefalt

Plan- og ressurskrav **PV ikke utført**

Signatur Kari Helene Arneberget (KHA) ✓
Faggruppe Namsos
Plan. tid 3 time

PV har ikke blitt gjennomført i henhold til ovennevnte PV planlegging i forbindelse med kontroll

- Legg inn hvor ofte PV skal utføres.
- Huk av for avvik fra leverandørens anbefaling.
- Legg til anbefalt intervall.
- Velg PV-type «Avvik fra anbefalt» fra nedtrekksmenyen. En default tekst vil da komme opp i beskrivelsen.
- Legg til signatur og/eller faggruppe og planlagt tid.
- Husk lagre og lukk.

Utstyr – detaljert støtte

Avtale

Utstyr 6715

Garanti utgått

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr: 6715 Serienr: iSR01634 Ansvarlig: Kari Helene Arneberget (KHA) ✓

Utstyrgruppe: Analysator, klinisk kjemi, fler NKKK-Kode: 11200-00002 ✓ Faggruppe: Namsos

Fabrikat: Abbott Modell: i2000SR Utstyrkategori: MTU

Handelsnavn: Architect i2000SR Avdelingens navn: Odin

Plassering: Medisinsk biokjemi; Avd for laboratoriemedisin Namsos; HNT Sykehj Filter: Namsos

Eier/plassering: Avtale

Ekstern service	Avtale	Type	Motpart	Startdato (avtale)	Slutt dato (avtale)	PV inngår	Startdato	Returnert	Henvendelse
Tester	EKST1334	Ekstern avtale	Abbott Norge AS	01.01.2014		✓	01.01.2012		
Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon	KA1336	Kundeavtale	Avd for laboratoriem...	01.01.2012			01.01.2012		

- Oversikt over hvilke og hva slags avtaler apparatet er knyttet opp mot.
- Avtaler administreres ikke i dette skjermbildet.
- Ved å klikke på avtalenummeret får man opp en oversikt over avtalen som apparatet inngår i.
- Dersom avtalen for dette apparatet opphører, kan man klikke på hånda og apparatet blir fjernet fra avtalen. Avtalen vil fortsatt være synlig i dette skjermbildet.

Utstyr – detaljert støtte

Henverdeler

Lagre Endre Utfør Utskrift Historikk

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr	62000	Serienr	614780	Ansvarlig	Stig Tore Svee (STS) ✓
Utstyrsgruppe	Endoskop, laparo, rigid, vide	NKKN-Kode	12545-00017 ✓ + →	Faggruppe	St Finmekanisk verksted ▾
Fabrikat	Olympus	Modell	WA50042A	Utstyrkategori	MTU ▾
Handelsnavn	Endoeye HD II, 10mm, 30 grader			Avdelingens navn	
Plassering	Kirurgisk klinikk - Operasjon; Kirurgisk klinikk; St. Olavs Hospital HF			Filter	Trondheim ▾

Eier/plassering

Notater

Arbeidsordre Ingen rader funnet

Ekstern service

Tester

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon

Dokument

Leverandør informasjon

Økonomi- og Innkjøpsdata

Planlegg vedlikehold

Attributt

Avtale


Henverdeler

Henverdeler + Opprett henvendelse fra mal + Opprett henvendelse ★

- Her kommer innkommende henvendelser fra KundeWeb

Utstyr – detaljert støtte

IT Allment



The screenshot shows the 'Utstyr 62000' configuration page. It features a navigation bar with tabs for 'Utstyrinformasjon', 'IT', and 'Anlegg'. Below this are sub-tabs for 'Allment', 'DICOM/Nettverk', 'Software', 'Tilkoblinger', and 'Konto'. The 'Allment' section is active, showing four dropdown menus:

- IT-kategori:** A dropdown menu with options: IT-PC, IT-PC med MT-appl., and MTU-PC for inst./system.
- IT-vurdering:** A dropdown menu with options: Ikke pasientmiljø, Pasientmiljø-SS EN 60601-1, and Pasientmiljø-EN601/EN60529.
- Antivirus:** A dropdown menu with options: Automatisk IT, Manuelt IT, Manuelt MT, Manuelt Lev., and Får ej aktiveras.
- OS:** A dropdown menu with options: Automatisk/Win Update, Manuelt IT, Manuelt MT, Manuelt Lev., and Får ikke oppdateres.


Red arrows point from the explanatory text on the right to the selected options in these dropdown menus.

- IT-kategori: Her settes inn hvilken type PC det er.
- IT-vurdering: Her velges det hvilket type miljø pccen står i.
- Antivirus: Her velges det hvilken måte oppdatering av antivirus skal foregå.
- OS: Her velges det hvilken måte oppdatering av OS skal foregå.

Utstyr 62000

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Allment DICOM/Nettverk Software Tilkoblinger Konto

 Allment

Enhet 1

Navn	<input type="text" value="WD Red NAS Harddrive"/>	Filsystem	<input type="text" value="NTFS"/>
Storhet	<input type="text" value="3 TB"/>	Seksjon	<input type="text" value="C:\"/>
Ledig lagringskapa	<input type="text"/>		

Enhet 2

Navn	<input type="text" value="WD Red NAS Harddrive"/>	Filsystem	<input type="text" value="NTFS"/>
Storhet	<input type="text" value="2 TB"/>	Seksjon	<input type="text" value="D:\"/>
Ledig lagringskapa	<input type="text"/>		

Enhet 3

Navn	<input type="text"/>	Filsystem	<input type="text"/>
Storhet	<input type="text"/>	Seksjon	<input type="text"/>
Ledig lagringskapa	<input type="text"/>		

- Navn på harddisken.
- Hvilket filsystem som brukes på harddisken.
- Størrelse på harddisken.
- Hvilken bokstav den har på PC.


Utstyr – detaljert støtte

IT DICOM/Nettverk

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Allment DICOM/Nettverk Software Tilkoblinger Konto

 DICOM/Nettverk

Nettverk

Datamaskinnavn	<input type="text" value="MTA62000"/>	Cluster	<input type="text"/>
IP Adresse	<input type="text" value="10.33.24.12"/>	IP Adresse	<input type="text" value="10.56.43.34"/>
Subnetmask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	Subnetmask 2	<input type="text" value="255.255.255.192"/>
MAC adresse	<input type="text" value="AF:AF:AF:AF:AF:AF"/>	MAC adresse 2	<input type="text" value="AB:AB:AB:AB:AB:AB"/>
Nettverksuttak	<input type="text" value="+03(514.01.03)571.01 UI12"/>	Nettverksuttak 2	<input type="text" value="+03(514.01.03)571.01 UI12"/>
Nettverk	<input type="text" value="VLAN ID:2550"/>	Nettverk 2	<input type="text" value="VLAN ID:2551"/>
Domene	<input type="text" value="HELSEMN"/>	Default gateway	<input type="text" value="HELSEMN"/>

DICOM

Lokal AET	<input type="text" value="10.45.50.50"/>	Lokal AET 2	<input type="text"/>
Port	<input type="text" value="8080"/>	Port 2	<input type="text"/>

- Se figur for standard oppsett.

Utstyr – detaljert støtte

IT Software

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg


Allment DICOM/Nettverk **Software** Tilkoblinger Konto

Software + Legg til software + Legg til tjenste


Operativsystem

Operativsystem + Versjon
Versjonnummer

Software

Beskrivelse	Versjon	Produsent	Installasjonsdato
 nVision	6.4.0.10	Nonin Medical Inc.	22.01.2016

Tjeneste

Beskrivelse	Startmodus	Navn	Sti	Status
 Lagringsområde for N... Auto		Lagringsområde	\\trfil02\Vol2\datab...	OK

- Se figur for standard oppsett.

Utstyr – detaljert støtte

IT Tilkoblinger

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Allment DICOM/Nettverk Software Tilkoblinger Konto

Tilkoblinger + Legg til tilkobling + Legg til konfigurasjon

Tilkoblinger

Ingen rader funnet

Konfigurasjon

Ingen rader funnet

Konfigurasjon		Tilkobling	
Tilkobling	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>
Versjon	<input type="text"/>	Modalitet	<input type="text"/>
Parameter	<input type="text"/>	Host	<input type="text"/>
Verdi	<input type="text"/>	AET	<input type="text"/>
		Fra	<input type="text"/>
		Til	<input type="text"/>
		Port	<input type="text"/>
		Dato	<input type="text"/>
		Signatur	<input type="text"/>

- 1
- 2
- 3
- 4
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Utstyr – detaljert støtte

IT Konto

Utstyr 62000 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Allment DICOM/Nettverk Software Tilkoblinger Konto

Konto + Legg til konto

Konto

Ingen rader funnet

Konto

Konto type	<input type="text"/>
Beskrivelse	<input type="text"/>
Brukernavn	<input type="text"/>
Passord	<input type="text"/>

- Konto type: Hvilken type konto er det? Pålogging, applikasjonspålogging, etc.
- Beskrivelse: Her beskrives hvilken type konto det er. Administrator, vanlig bruker, etc.
- Brukernavn: Her skrives kontoens brukernavn inn.
- Passord: Her skrives kontoens passord inn.

Utstyr – detaljert støtte

Anlegg Anleggsinfo

Utstyr 62218 GARANTI

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Anleggsinfo Summering

Koble inn Koble ut Utstyr historikk AO Historikk Henvendelse historikk System kostnad

Hver node i treet er ett utstyr eller anlegg. Valg av node må skje før til- eller frakobling kan utføres av utstyr/anlegg.


- 2072 Thunderbeat, diatermi, rack, KRS
 - 62218 Diatermi, endoskopisk, komplett
 - 62219 Diatermi, endoskopisk, komplett
 - 62223 Vogn, trillebord, flerformål

Objekt med anlegg.ID betraktes som anlegg

Vis utstyr/anlegg

Anlegg ID
Anlegg navn
Reg.nr 62218
Serienr 9507790
Plassering Operasjon, Kristiansund; Enhet for ope
Utstyrsggruppe Diatermi, endoskopisk, komplett
Fabrikat Olympus
Modell USG-400
Tilstand
Vurdering gjort


Arv
Arv betyr at utstyret / anlegg arver foreldre-FU tidsplaner og inkludert i dens arbeidsordre, og inkluderes i avtalen sin.
 Ja, arv tillatt for denne noden

- Anleggsinfo: Viser om utstyret er koblet til et anlegg. Er utstyret tilknyttet et anlegg vises dette også med symbolet  oppe til høyre i utstyrsvinduet. Velg utstyr/anlegg ved å klikke på ønsket utstyr/anlegg i listen til venstre slik at feltet blir merket gult.
- Koble inn: Her kan du koble inn utstyr til anlegget. Egen søkeboks kommer opp. Her må anlegget markeres før utstyr kan kobles inn.
- Koble ut: Her kan du koble valgt utstyr fra anlegget.
- Utstyr historikk: Viser inn- og utkoblingshistorikk for valgt utstyr eller for alt utstyret i anlegget.
- AO Historikk: Viser arbeidsordre for valgt utstyr i anlegget. Velges anlegget vises alle arbeidsordre for alt utstyr og anlegg.
- System kostnad: Gir kostnader for valgt utstyr i anlegget. Velges anlegget vises en liste med kostnader for alt utstyret i anlegget.
- Vis utstyr/anlegg: Gå direkte til hovedbildet for det valgte utstyret/anlegget.

Utstyr – detaljert støtte

Anlegg Summering

Utstyr som er tilknyttet et anlegg:

Utstyr 15057 GARANTI UTGÅTT 

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Anleggsinfo Summering

Summering

Summering viser til alt tilkoblet utstyr/anlegg vist i anleggsoversikt

Innkjøpspris	kr 19 656,25
Gjenansk. pris	kr 0,00
Total servicekostnad	kr 6 258,00
Materiale kostnad totalt	kr 5 916,50
Totalt registrert tid	6,30

Utstyr som ikke er tilknyttet et anlegg:

Utstyr 61503 GARANTI


Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Anleggsinfo Summering

Summering

Summering viser til alt tilkoblet utstyr/anlegg vist i anleggsoversikt

Innkjøpspris	kr 8 570,00
Gjenansk. pris	kr 8 570,00
Total servicekostnad	kr 2 711,50
Materiale kostnad totalt	kr 0,00
Totalt registrert tid	2,75

- **Summering:**
 - Er utstyret tilknyttet et anlegg, får en oversikt over total verdien på anlegget og alle kostnader som er registrert på anlegg og utstyr tilknyttet anlegget.
 - Er utstyret tilknyttet et anlegg vises symbolet  oppe i høyre hjørne.
 - Er utstyret ikke tilknyttet et anlegg, vil verdi og kostnader for utstyret vises. Dette vil være den samme informasjonen du får under «Økonomi- og Innkjøpsdata» for utstyret.