

KOPIERE UTSTYR – Kort veileder for Medusa

Bilde 1

The screenshot shows the Medusa system interface for equipment management. The title bar includes 'Lagre', 'Endre', 'Utfør', 'Utskrift', and 'Historikk'. The main content area is titled 'Utstyr 100398' and contains a form with the following fields:

Reg.nr	100398	DE466H2732	Signatur
Utstysgruppe	Overvåking, modur, multipar, kode	10580-024	Faggruppe
Fabrikat	Philips	Intellivue MMS-Modul X2	Utstyskategori
Handelsnavn	Intellivue MMS-Modul X2 m/FAST		
Plassering	AKU Dagkirurgi, Aker ; AKU DAGKIRURGI, AKER ; AKU OPERASJONS		
Eier/plassering	Eier/plassering		
Notater			
Arbeidsordre	Eier	020517	AKU Dagkirurgi, Aker ; AKU DAGKIRURGI, AKER ; AKU OPERASJONS
Ekstern service	Øk. Ansvarlig		

The 'Utfør' menu is open, showing options: 'Ny arbeidsordre', 'Ny henvendelse', 'Opprett henvendelse fra mal', and 'Kopiere' (highlighted in yellow). A 'Kopier' button is also visible in the top right of the form area.

Følgende felt skal fylles ut:

- 1) Denne registreringen forutsetter at du er i utstyrsbildet til apparatet du vil «kopiere».
- 2) Bilde 1: Klikk på **Utfør** -> **Kopiere**.
- 3) Bilde 2: Her kan man velge **Huke alle** eller huke av den informasjonen man ønsker fra utstyret man kopierer til det nye man registrerer.

Bilde 2

The screenshot shows the 'Kopiere' dialog box in the Medusa system. It has a title bar with 'Tilbake' and 'Neste' buttons. The main content area is titled 'Kopiere' and contains the following sections:

- Huke alle**
- Seksjoner for å bli inkludert i kopien:
 - Eier/plassering
 - Notater
 - Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon
 - Dokument
 - Leverandør informasjon
 - Økonomi- og Innkjøpsdata
 - Planlegg vedlikehold
 - Attributter
 - IT
 - Allment
 - DICOM/Nettverk
 - Software
 - Tilkoblinger
 - Kontoen
- Endre følgende:
 - Signatur: Jonas Navjord Johans
 - Gruppe: AK El.med. 1
 - Rom/lab: []
 - Tilstand: []
 - Risikograd: []
 - Risiko: []
 - Vedlikeholdsbehov: []
 - Virksomhetskritisk: []
 - Innkjøpsnr.: []
 - Anleggsnr.: []
 - Innkjøpspris: kr 33 800,00
 - Gjenansk. Pris: kr 0,00
 - Finansiell status: Kjøpt
 - Innkjøpsdato: 01.12.2014
 - Lev. godkjent: 01.12.2014
 - Garanti t.o.m: 30.11.2016
 - ØK levetid: []
 - Teknisk levetid: []



KOPIERE UTSTYR – Kort veileder for Medusa

Bilde 3

Tilbake Effektuer

Kopiere

Angi antall utstyr manuelt 3
 Angi antall fra liste i MS Excel

Reg.nr	Serienr
105	105
106	106
107	107

Bilde 4

Tilbake Effektuer

Kopiere

Angi antall utstyr manuelt
 Angi antall fra liste i MS Excel Lim rader fra Excel her

Reg.nr	Serienr

Følgende felt skal fylles ut:

- Bilde 3 og 4: Velg om man vil **Angi antall utstyr manuelt**, eller **Angi antall fra liste i MS Excel**. Angir man manuelt må Reg.nr og Serienr fylles ut manuelt. Angir man antall fra liste i MS Excel limer man inn raden med Reg.nr i feltet merket med gul skrift «Lim rader fra Excel her».
- Bilde 5: Du vil nå se utstyrsbildet for det første apparatet i serien. I nedtrekksmenyen vil du se listen over apparater du har registrert. Det vil dukke opp en * bak registreringsnummeret til apparatene du har vært inne på.
- Se over at informasjonen stemmer, eventuelt endre det som skal endres og trykk **Lagre**.

Bilde 5

Tilbake Lagre Endre Utfør Utskrift Historikk

Utstyr 105

Utstyrsinformasjon IT Anlegg

Reg.nr: 105 Serienr: 105 Signatur: Jonas Navjo
Utstyrsgruppe: Overvåking, modul, multipar Kode: 10580-024 Faggruppe: AK El.med.
Fabrikat: Philips Modell: Intellivue MMS-Modul X2 Utstyrskategori: MTU
Handelsnavn: Intellivue MMS-Modul X2 m/FAST Avdelingens utstyrsnavn:
Plassering: AKU Dagkirurgi, Aker ; AKU DAGKIRURGI, AKER ; AKU OPERASJONS Filter: OuS_aker

Eier/plassering Eier/plassering

Eier/plassering	Arbeidsordre	Plassering
	Eier	
	020517	AKU Dagkirurgi, Aker ; AKU DAGKIRURGI, AKER ; AKU OPERASJONS
	Øk. Ansvarlig	
	Plassering	
	020517	AKU Dagkirurgi, Aker ; AKU DAGKIRURGI, AKER ; AKU OPERASJONS

