

1 Innledning

Nasjonale veiledere er utarbeidet av [Nasjonalt forvaltningsråd for Medusa](#). De gir et felles grunnlag for lik føring i Medusa og muliggjør sammenlignbare data mellom HF. I utarbeidelsen av veilederne legges det ned et grundig arbeid for å best mulig sikre en god praksis i bruk av Medusa og nasjonal nytteverdi. Nasjonale veiledere er fylligere forklart i kapittel [4 Nasjonale veiledere, mønsterpraksis og tilpasninger](#).

2 Innhold

1	Innledning	1
2	Innhold	1
3	Utfylling av Personvern-fane	1
3.1	Registrering på kode	2
3.2	Registrering på utstyr.....	6
4	Nasjonale veiledere, mønsterpraksis og tilpasninger.....	14
4.1	Mønsterpraksis	14
4.2	Tilpasninger og lokale veiledere	14
5	Dokumenthistorikk	14

3 Utfylling av Personvern-fane

Utfylling av personvern-fanen følger [Normens veileder](#) samt [Artikkel 30 i Lov om behandling av personopplysninger \(personopplysningsloven\)](#)



Det er utarbeidet tre nasjonale scenarier, der spørsmålet er: Kan personopplysninger behandles, deles, lagres eller distribueres på noen måte.

De tre scenariene er:

1. Behandler ikke personopplysninger
2. Behandler personopplysninger, men har ikke nettverk
3. Behandler personopplysninger og har nettverk

3.1 Registrering på kode

Man må først fylle ut Personvern-fanen på kodenivå. Hvis dette ikke blir gjort, er det ikke mulig å fylle ut noe på utstyrsnivå.

	<p>På kodenivå velges fanen «Personvern».</p>
	<p>Her spør vi om denne modellen kan håndtere person-opplysninger.</p> <p>Velg blant de tre nederste valgene.</p> <p>Default template inneholder data fra tidligere registreringer. Modeller som benytter denne malen bør oppdateres, slik at de følger Normens veileder, det vil si ett av de tre nederste valgene.</p> <p>Når riktig valg er gjort, trykk «Lagre og Lukk».</p>

<p>Kode</p> <p>Kode Egenskaper Dokumenter Notater PV Bruke/Type Kompetanse Personvern Strålingsdata</p> <p>Personvern (se info-ikon over) + Ny revisjon -</p> <p>Neste revisjonsmål Behandler personopplysninger og har nettverk (11.09.2023 13:55:55) ▼</p>	<p>Siden lukkes. Når man åpner fanen igjen, kan man se at malen er lagt inn.</p> <p>Neste steg er å lage en ny revisjon.</p>
---	--

← Tilbake 📄 Lagre 📄 Lagre og lukk 🗑️ Slette

Ny revisjon

Her angir du om personopplysninger blir:

- vist (f.eks. skjerm, utskrift)
- lagret (f.eks. lokalt eller eksternt)
- delt (f.eks. via nettverk)

Utført av jarleb-st

Basert på mal Behandler personopplysninger og har nettverk (12.02.2024 12:28:32)

Kommentar

Artikkel 30 - Data/informasjon

Behandler helse-/personopplysninger Ja

Personopplysninger lagres, deles eller vises via:

Nettverk Ja

[Leverandørtilkobling / fjernaksess](#) ?

[Lagring](#) ?

Skybasert / tredjepart ?

[Konfigurasjonskontroll](#)

[Skjerm](#) ?

[Utskrift og/eller eksport via USB](#) ?

[Integrasjoner](#) ?

- Du kan se hvem som fyller ut skjemaet, og hvilken mal skjemaet er basert på.
- Enkelte felt kan ikke oppdateres. Malen baserer seg på en av scenarioene i Normens veileder, der det er meningen at noen felt ikke skal kunne endres.
- Fyll ut resten av feltene.
- Er du usikker på betydningen av enkelte felt, kan du trykke på ledetekster som har underlinje. Da vil du få opp en informasjonsboks med en bedre forklaring.
- Når alle felt er fylt ut, kan du lagre og lukke.

← Tilbake 📄 Lagre 📄 Lagre og lukk 🕒 Historikk

Kode

Kode Egenskaper Dokumenter Notater PV Bruke/Type Kompetanse Personvern (se info-ikon over)

Strålingsdata

Personvern (se info-ikon over) Revisjoner 18.03.2024 11:29:40, jarleb-st ⊖ Fjern siste revisjon ⊕ Ny revisjon ⓘ

Revisjonsmal Behandler personopplysninger og har nettverk (12.02.2024 12:20:59)

Siste revisjon jarleb-st 18.03.2024 11:29:40

ISR Max

ISR Gjennomsnitt

Basert på mal

Behandler personopplysninger og har nettverk (12.02.2024 12:20:59)

Artikkel 30 - Data/informasjon

Behandler helse-/personopplysninger Ja

Personopplysninger lagres, deles eller vises via:

<u>Nettverk</u>	Ja
<u>Leverandørtilkobling / fjernaksess</u>	Nei
<u>Lagring</u>	Ja
Skybasert / tredjepart	Nei
<u>Konfigurasjonskontroll</u>	
<input type="text" value="Virksomheten og leverandør"/>	
<u>Skjerm</u>	Ja
<u>Utskrift og/eller eksport via USB</u>	Ja
<u>Integrasjoner</u>	Nei



Revisjon er nå utført for denne koden.

- Her ser du hvem som utførte siste revisjon, og når revisjonen ble utført. Via nedtrekk kan du bla gjennom alle tidligere revisjoner.
- Data nedenfor viser data, slik de ble lagret i revisjonen.

Merk: ISR Max og ISR Gjennomsnitt er ikke tatt i bruk.

3.2 Registrering på utstyr

Man må først fylle ut Personvern-fanen på kodenivå. Hvis dette ikke blir gjort, er det ikke mulig å fylle ut noe på utstyrsnivå.

 <p>Utstyr 91884 Garanti</p> <p>Utstyrsinformasjon IT Relasjon Personvern</p> <p>Personvern (se info-ikon over)</p>	<p>Før man fyller ut informasjon på utstyr, må informasjon fylles ut på kode. Frem til da vil Personvern-fanen på utstyr se slik ut. Om koden allerede er oppdatert, og du fremdeles ikke ser «Ny revisjon» må du søke opp apparatet på nytt.</p>
 <p>Utstyr 12345 !</p> <p>Utstyrsinformasjon IT Relasjon Personvern (se info-ikon over)</p> <p>Personvern (se info-ikon over) + Ny revisjon</p>	<p>Når alt er klart for å registrere på utstyr, kommer ikonet «Ny revisjon opp». Trykk på dette.</p>

← Tilbake 📄 Lagre 📄 Lagre og lukk 🗑 Slette

Ny revisjon

Her angir du om personopplysninger blir:

- vist (f.eks. skjerm, utskrift)
- lagret (f.eks. lokalt eller eksternt)
- delt (f.eks. via nettverk)

Utført av jarleb-st

Basert på mal Behandler personopplysninger og har nettverk (12.02.2024 12:28:32)

Kommentar

Artikkel 30 - Data/informasjon

Behandler helse-/personopplysninger Ja

Helse- /personopplysninger er identifiserbare ?

Formål med databehandlingen:

Hvem blir registrert

Pasienter
 Ansatte
 Eksterne serviceleverandører

Hvordan slettes data

Velg det som passer:
 Manuelle sletterutiner
 Slettes etter x målinger
 Slettes automatisk

Personopplysninger lagres, deles eller vises via:

Utstyr Kode	Utstyr Kode
Nettverk <input type="button" value="Ja"/> Ja	Nettverk <input type="button" value="Ja"/> Ja
Sykehusets nettverk <input type="button" value="?"/> ?	Sykehusets nettverk <input type="button" value="?"/> ?
Trådløs tilkobling <input type="button" value="?"/> ?	Trådløs tilkobling <input type="button" value="?"/> ?
Leverandørtilkobling / fjernaksess <input type="button" value="Nei"/> Nei	Leverandørtilkobling / fjernaksess <input type="button" value="Nei"/> Nei
Lagring <input type="button" value="Ja"/> Ja	Lagring <input type="button" value="Ja"/> Ja
Serverbasert <input type="button" value="?"/> ?	Serverbasert <input type="button" value="?"/> ?
Skybasert / tredjepart <input type="button" value="Nei"/> Nei	Skybasert / tredjepart <input type="button" value="Nei"/> Nei
Konfigurasjonskontroll	Konfigurasjonskontroll
Virksoheten og leverandør <input type="button" value="?"/> ?	Virksoheten og leverandør <input type="button" value="?"/> ?
Skjerm <input type="button" value="Ja"/> Ja	Skjerm <input type="button" value="Ja"/> Ja
Utskrift og/eller eksport via USB <input type="button" value="Ja"/> Ja	Utskrift og/eller eksport via USB <input type="button" value="Ja"/> Ja
Krypterte data <input type="button" value="?"/> ?	Krypterte data <input type="button" value="?"/> ?
Kryptert nettverksoverføring <input type="button" value="?"/> ?	Kryptert nettverksoverføring <input type="button" value="?"/> ?
Kryptert lagring <input type="button" value="?"/> ?	Kryptert lagring <input type="button" value="?"/> ?
Integrasjoner <input type="button" value="Nei"/> Nei	Integrasjoner <input type="button" value="Nei"/> Nei

På samme måte som på kode-nivå legges informasjon inn.

Her spør vi om **dette utstyret** kan håndtere person-opplysninger.

På utstyrsnivå vil det dukke opp noen flere spørsmål enn det var på kodenivå. Hvilke spørsmål du vil se, avhenger av hvilken mal du har valgt.

Når alle data er fylt ut kan du trykke «Lagre og lukk».

Utstyr 12345 !

Utstyrsinformasjon
IT
Relasjon
Personvern (se info-ikon over)

Personvern (se info-ikon over) Revisjoner: 18.03.2024 12:31:34, jarleb-st ⊖ Fjern siste revisjon + Ny revisjon i

Siste revisjon jarleb-st 18.03.2024 12:31:34 ISR Max

ISR Gjennomsnitt

Basert på mal
 Behandler personopplysninger og har nettverk (12.02.2024 12:20:59)


Artikkel 30 - Data/informasjon

	Utstyr Kode		Utstyr Kode
Behandler helse-/personopplysninger	Ja	Personopplysninger lagres, deles eller vises via:	
Helse- /personopplysninger er identifiserbare	Ja	Nettverk	Ja Ja
Formål med databehandlingen		Sykehusets nettverk	Ja
Yte helsehjelp		Trådløs tilkobling	Nei
		Leverandørtilkobling / fjernaksess	Nei
		Lagring	Ja Ja
		Serverbasert	Nei
Hvem blir registrert		Skybasert / tredjepart	Nei
Pasienter; Ansatte		Konfigurasjonskontroll	
		Virksomheten og leverandør	
		Skjerm	Ja
Hvordan slettes data		Utskrift og/eller eksport via USB	Ja
Manuelle sletterutiner		Krypterte data	Nei
		Kryptert nettverksoverføring	Nei
		Kryptert lagring	Nei
		Integrasjoner	Nei

Revisjonen på dette utstyret er nå gjennomført.

Det er mulig å bla gjennom tidligere revisjoner.

Merk: ISR Max og ISR Gjennomsnitt er ikke tatt i bruk.

			<p>Om det finnes flere apparater med samme Kode, og alle kan registreres med samme data, er det mulig å oppdatere alle via «Oppdatere utvalg».</p> <p>Dette er en kraftig funksjon, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle.</p>
--	--	--	---

Søk utstyr

Søkeresultat Utvalg

Resultatvy Utstyr Software ☆

⚙️ << < 1-11 > >> av 11 Poster per side 100 ▾ [] 🔍

<input type="checkbox"/>	Plassering	Eier	Reg.nr.	Anlegg-II
<input type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	76607	
<input checked="" type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	76880	
<input type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	76881	
<input type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	77061	
<input checked="" type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon spesialfunks...	Seksjon spesialfunks...	89482	
<input checked="" type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon spesialfunks...	Seksjon spesialfunks...	89999	
<input checked="" type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	91047	
<input type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	91048	
<input checked="" type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	91049	
<input type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	91177	
<input type="checkbox"/>	⚠️ Seksjon diagnostikk ...	Seksjon diagnostikk ...	91178	

- Velg inn alle apparater du ønsker å oppdatere.
- Trykk «Oppdater utvalg».

Oppdatere utvalg

Søkeresultat

Utvalg

Ved å velge fra listen, kan ulike deler av utstyret bli oppdatert

Velg hva som skal oppdateres

- Attributt
- Eier
- Faggruppe
- Feilmeldinger
- Finansiell status
- Finansiert av
- Garanti
- Gjenansk. pris
- Inaktivere
- Innkjøpsdato
- Innkjøpspris
- Kassere
- Kode
- Leveringsdato
- Momssats
- Notat
- Nåv. leverandør
- Personvern**
- Plassering

Velg «Personvern».

← Tilbake 📄 Lagre

Oppdatere utvalg

Søkeresultat Utvalg

Ved å velge fra listen, kan ulike deler av utstyret bli oppdatert (i)

Velg hva som skal oppdateres Personvern ▼

Nedenfor vises gyldige maler for koder som brukes på valgt utstyr.
 En ny revisjon på utstyr ved hjelp av Oppdatere utvalg kan bare utføres med én mal om gangen.

Mal for ny revisjon ▼

Behandler personopplysninger og har nettverk (12.02.2024 12:20:59)

Velg deretter mal. Dette vil være mal som benyttes på koden.

Trykk deretter «Lagre».

Svar «OK» til pop-up om at radene blir oppdatert..

← Tilbake 📄 Lagre 📄 Lagre og lukk 🗑 Slette

Ny revisjon

Her angir du om personopplysninger blir:

- vist (f.eks. skjerm, utskrift)
- lagret (f.eks. lokalt eller eksternt)
- delt (f.eks. via nettverk)

Utført av jarleb-st

Basert på mal Behandler personopplysninger og har nettverk (12.02.2024 12:28:32)

Kommentar

Artikkel 30 - Data/informasjon

Behandler helse-/personopplysninger Ja Ja Nettverk

Helse- /personopplysninger er identifiserbare ? ?

Formål med databehandlingen:

Personopplysninger lagres, deles eller vises via:

Utstyr Kode	Utstyr Kode
<u>Sykehusets nettverk</u>	Ja Ja
<u>Trådløs tilkobling</u>	? ?
<u>Leverandørtilkobling / fjernaksess</u>	? ?
Lagring	? Ja
<u>Serverbasert</u>	? ?
<u>Skybasert / tredjepart</u>	? ?
Konfigurasjonskontroll	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<u>Skjerm</u>	? ?
<u>Utskrift og/eller eksport via USB</u>	? ?
<u>Krypterte data</u>	? ?
<u>Kryptert nettverksoverføring</u>	? ?
<u>Kryptert lagring</u>	? ?
<u>Integrasjoner</u>	? ?

Hvem blir registrert

Pasienter
 Ansatte
 Eksterne serviceleverandører

Hvordan slettes data

Velg det som passer:

 Manuelle sletterutiner
 Slettes etter x målinger
 Slettes automatisk

Samme bilde som ble benyttet ved registrering på et enkelt utstyr kommer til syne.
Fyll ut dette og trykk «Lagre og lukk».

4 Nasjonale veiledere, mønsterpraksis og tilpasninger

Nasjonale veiledere er utarbeidet av [Nasjonalt forvaltningsråd for Medusa](#). De gir et felles grunnlag for lik føring i Medusa og muliggjør sammenlignbare data mellom HF. I utarbeidelsen av veilederne legges det ned et grundig arbeid for best mulig å sikre god praksis i bruk av Medusa og nasjonal nytteverdi.

Med likeverdig og god datakvalitet i Medusa, skaper dette et godt grunnlag og bred faglig kilde for samarbeid, analyser, beslutningsstøtte og gjenbruk. Samarbeid i beredskapssituasjoner kan være særlig viktig gjennom for eksempel oversikter over kritisk MTU og status på reservedeler.

4.1 Mønsterpraksis

Det kan være flere måter å gjøre ting på i Medusa. Forholdene på sykehusene er også forskjellige. I denne veilederen er det lagt til grunn en antatt mønsterpraksis. Det er hensyntatt Medusas design og tiltenkte bruk kombinert med det som fremstår som beste praksis under de vanligste forholdene.

Vær nøye med språket i fritekstfelt. Skriv tydelig slik at andre forstår det som er skrevet, vær konkret og presis. Tekst skal være informativ og til nytte. Pasientopplysninger eller annen sensitiv informasjon skal ikke forekomme. Tekst skal ikke være "avslørende", unngå navn, personbeskrivelser o.l.

4.2 Tilpasninger og lokale veiledere

Bruk av lokale veiledere, retningslinjer eller tilpasninger skal legge til grunn hensikten gitt i den nasjonale veilederen, slik at formålet med nasjonal deling og felles database oppnås. Lokale veiledere skal lenke til den nasjonale. Nasjonale veiledere finnes på <https://medusaforvaltning.no/support/veiledere/>.

5 Dokumenthistorikk

Dokumentnavn (filnavn)	Dokument-versjon	Dokument-dato	Kort beskrivelse av endring fra forrige versjon av dokumentet	Gjelder for MTA og/eller BHM	Medusa-modul	Tilpasset Medusa-versjon	Utarbeidet av HF	Signatur forfatter
Nasjonal veileder – Utfylling av personvern-fane	1.0	2024-03-18	Beskrivelse av hvordan personvern-fanen skal benyttes	MTA og BHM	Utstyr og kode	7.02.01	FvR	Jarle Brønstad